



innovative
Sensor
Technology

Posted: octobre 05, 2026 / Emplacement: Ebnet-Kappel(CH)

Verantwortlicher Analytiklabor (m/w/d)

Die Innovative Sensor Technology IST AG, ein Unternehmen der weltweit tätigen Endress+Hauser Gruppe, ist ein führender Anbieter von physikalischen, chemischen und biologischen Sensoren. Für die weitere Expansion unseres Hightech-Unternehmens, welches circa 550 Mitarbeitende weltweit beschäftigt, suchen wir für den Standort Ebnet-Kappel (Schweiz) per sofort einen **Verantwortlichen Analytiklabor (80-100%) m/w/d**.

Zu Ihren Aufgabengehören:

- Fachliche Führung des Analytiklabors mit SEM/EDX, optischer Mikroskopie, Röntgen CT und weiteren Methoden
- Analyse von Sensoren in Zusammenarbeit mit Laboranten
- Evaluierung und Beschaffung von neuen Anlagen
- Zusammenarbeit mit Entwicklung, Produktion und Qualitätsabteilung als materialwissenschaftlicher Experte
- Experte für Analysemethoden, ständige Weiterbildung auf diesem Gebiet (Seminare und Kongresse, Messen)
- Pflege und weiteren Ausbau des Netzwerks externer Analyselabors
- Anbindung der Anlagen an unsere Data-Supply Chain

Sie bringen folgende Qualifikationen mit:

- Abschluss Universität / ETH einer geeigneten Fachrichtung (z.B. Physik oder Materialwissenschaften)
- Solides physikalisches Verständnis
- Interesse an messtechnischen Fragestellungen

- Projektmanagement
- Kenntnisse in Python und Webservices wünschenswert
- Deutsch und Englisch erforderlich

Als innovatives, international ausgerichtetes Unternehmen bieten wir Ihnen eine langfristige Perspektive sowie attraktive Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Sie erwarten eine enge, interdisziplinäre Zusammenarbeit mit kompetenten und hilfsbereiten Kolleginnen und Kollegen sowie kurze Entscheidungswege. Unser moderner Neubau bietet dafür eine ausgezeichnete Infrastruktur und optimale Arbeitsbedingungen.

Wachsen Sie mit uns! Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an: Herr Noa Kury, bewerbung@ist-ag.com.